

PEELVUE⁺

Trust.Worthy.Innovation.



STERILISIERUNGSBEUTEL

Sicher, bequem, kostengünstig, einfach in der Anwendung

Sicher

Äußere und **patentierte innere Indikatoren** sind direkt in die Steriltüten "eingebaut".


Ventile auf beiden Seiten des inneren Indikators belüften das System und sorgen für gleiche Bedingungen innerhalb und außerhalb der Steriltüten.

10 mm breite, absolut dichte, sichere Klebnaht.

Bequem

Die vorversiegelte Seite der Steriltüte mit ihren nicht verklebten Ecken erlaubt ein leichtes Öffnen der Tüte, sogar mit Handschuhen.

Das Klebeband mit einer 19 mm breiten selbstklebenden Klebnaht macht ein Schweißgerät überflüssig.



PeelVue+. Weil Sicherheit nicht Selbstverständlich ist.



Verschiedene Beutelgrößen für alle vorkommenden Anwendungen


Peel-Vue Steribeutel sind einfach zu verkleben und einfach zu öffnen. Sie besitzen einen patentierten internen Indikator (IPI), sie sind beschriftet mit bleifreier, ungiftiger Tinte, gefertigt aus medizinisch geprüftem Papier. Wenn Sie den klaren Teil des Beutels abziehen, können Sie den Papieranteil als sterilisierte Unterlage benutzen.



Best. Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe	Menge
31610	Implantate, Kofferdam Klammern	90 x 135 mm		200
31611	Hand- und Winkelstücke, Handinstrumente ④	70 x 230 mm		200
31612	Hand- und Winkelstücke, Handinstrumente ⑤	90 x 230 mm		200
31613	Implantate, Bohrer, Scalertips ①	55 x 100 mm		200
31614	Abdrucklöffel, Bohrerständer	135 x 165 mm		200
31615	Mehrere Instrumente und Cassetten	215 x 380 mm		200
31616	Handinstrumente (lang)	85 x 305 mm		200
31617	Chirurgie, Kieferorthopädie,	110 x 305 mm		200
31618	Mehrere Instrumente und kleine Cassetten ②	205 x 305 mm		200
31619	Mehrere Instrumente	135 x 305 mm		200
31643	Große Cassetten ③	265 x 405 mm		200
31647	Große Cassetten (I.M.S.)	335 x 510 mm		200

The Smart Pouch...

...now with color identification!



PeelVue+ Sterilisierungsbeutel entsprechen den U.S. CDC und ADA, und den Deutschen RKI Richtlinien. ISO 11607